



TERYCIDÉ

Nettoyant désinfectant surfaces sanitaires

-  **Polyvalent**
-  **Bactericide (EN 1276) et actif sur Adenovirus (EN 14476)**
-  **Non corrosif**

APPLICATION

Produit puissant possédant des propriétés mouillantes, détergentes, désinfectantes et détartrantes.

Il nettoie à fond et désinfecte toutes les surfaces sanitaires. Son parfum rémanent procure une odeur persistante de fraîcheur et de propreté. Son utilisation régulière empêche la formation de tartre et dépôts calcaires grâce sa teneur en séquestrant.

Il est sans action corrosive sur les surfaces traitées. Son pH peu acide autorise une utilisation sans risque sur tout type de surface : cuvettes de WC, urinoirs, carrelages, murs et sols. Il est totalement miscible à l'eau.

MODE D'EMPLOI

- Diluer le produit dans un seau d'eau selon la norme de désinfection souhaitée (voir ci-après).
 - Appliquer à l'aide d'un balai à plat ou d'un balai faubert pour les sols, d'une éponge pour les murs, portes, éviers et lunettes de WC et d'une brosse pour les cuvettes et urinoirs.
 - Laisser agir entre 15 et 20 minutes
- Nettoyer le matériel d'application à l'eau.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide

Parfum : floral fruité

Couleur : rose fluorescent

Densité à 20°C: 1,050 ±0,005

pH pur : 4 ±0,5

Composition : Agents de surface non ioniques, acide, séquestrant, désinfectants, parfum.

Rendement : 1L de Terycide = 25 à 50L de produit prêt à l'emploi.

ACTIVITE DESINFECTANTE

– Bactéricide selon la norme EN 1276 en conditions de saleté, à 2,5% (à 20°C, en 15 minutes).

– Efficace sur Salmonella enterica dans les mêmes conditions.

– Actif sur le virus Adenovirus selon la norme EN 14476 en conditions de saleté à 5% (à 20°C, en 20 minutes).

Contient 9g/kg de Chlorure de Benzalkonium (CAS 68424-85-1). Type de préparation : Concentré soluble SL. Utilisation : TP2.


SECURITÉ / PRÉCAUTIONS

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Biodégradabilité des agents de surfaces conforme à la réglementation CE N°648/2004 modifiée.

Craint le gel.

Réservé à usage professionnel.





CONDITIONNEMENT

Références : - 12 flacons de 1 litre : 333160/12X1
- 4 bidons de 5 litres : 333160/5

Unité de conditionnement (U.C) : Flacon 1L		Bidon 5L
Nbre U.C./carton :	12	4
Nbre cartons/couche :	10	8
Nbre couches/palette :	4	4
Nbre de cartons/palette :	40	32
Nbre U.C./palette :	480	128



MAJ février 2021

FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com